

## QUÍMICA FÍSICA II

# CINÉTICA DA REDUÇÃO DO CORANTE AZUL DE TOLUIDINA PELO IÃO SULFITO

<u>Objetivo</u>: Aplicar os conhecimentos adquiridos em cinética química para tratar a reação de redução pelo ião sulfito do corante azul de toluidina.

### Introdução:

O azul de toluidina (TB+) é um corante caraterizado por  $\lambda_{max}$ =596 nm e por  $\epsilon$ (596 nm)=24000 M<sup>-1</sup>cm<sup>-1</sup> em solução aquosa. Este corante pode ser reduzido pelo ião sulfito a branco de toluidina (TBH), de acordo com a seguinte equação:

$$+ SO_3^{2-} + H_2O$$
  $+ SO_4^{2-} + H_4^{4-}$ 

TB+

A reação segue uma cinética de  $2^a$  ordem, podendo ser estudada em condições de pseudo-primeira ordem, através do uso do ião sulfito em excesso. [1] Assim, a equação de velocidade passa de  $v=k[SO_3^2-]_0[TB^+]$  para  $v=k'[TB^+]$  onde  $k'=k[SO_3^2-]_0$  é uma pseudo-constante de velocidade. A integração de  $v=k'[TB^+]$  origina

$$ln[TB^+]=ln[TB^+]_0-k't \Leftrightarrow lnA=lnA_0-k't$$
,

dado que A=εb[TB+], que permite obter o valor de k' pelo declive da reta lnA vs.



tempo. A obtenção de diversos valores de k' usando diversas concentrações de ião sulfito,  $[SO_3^{2-}]_0$ , permite por sua vez obter o valor de k através do declive da reta k' vs.  $[SO_3^{2-}]_0$ .

### Parte Experimental:

Prepare as seguintes soluções-mãe em água destilada: [TB+]=2,0x10<sup>-4</sup> M, [Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>]=0,20 M e [NaCl]=0,60 M, 100 mL de cada uma delas. A partir destas soluções, faça os cálculos necessários de modo a preparar 5 soluções, cada uma de volume total 20 mL (*apresentar os cálculos no início da aula*). Estas devem ser 2,0x10<sup>-5</sup> M em TB+; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; e 0,10 M em Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> e devem conter NaCl de modo a manter a força iónica constante a 0,30 M.

Os ensaios cinéticos deverão ser efetuados do seguinte modo: (i) juntar as soluções de TB+, de NaCl e água e colocar sob agitação; (ii) adicionar a solução de Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>, iniciando a contagem do tempo a meio da adição; (iii) ler a absorvância a 596 nm, de 0,5 em 0,5 min, durante 20 min.

Alguns grupos poderão estudar o efeito da força iónica na cinética da reação. Para isso, deverão preparar 5 soluções (também de 20 mL cada) 2,0x10<sup>-5</sup> M em TB+; 0,02 M em Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> e 0; 0,03; 0,06; 0,09 e 0,18 M em NaCl.

A partir dos valores de absorvância a 596 nm e tendo em conta as equações acima referidas, obtenha os valores de k' para cada concentração de ião sulfito e, a partir destes, obtenha o valor de k. Compare com os valores publicados na literatura [1].

### **BIBLIOGRAFIA**

- [1] S. B. Jonnalagadda, N. R. Gollapalli, J. Chem. Ed., 77 (2000) 507.
- [2] P. W. Atkins, *Physical Chemistry*, 6th ed., Oxford University Press, 1999.
- [3] K. J. Laidler, *Chemical Kinetics*, 3<sup>a</sup> ed., Addison-Wesley Pub Co, 1997.